


# TECHNISCHES DATENBLATT

## TECHNICAL DATA SHEET



# NITRIL EXPERT

## Medizinischer Untersuchungshandschuh

<b>Produktbeschreibung:</b> Product Description:	<b>Produktdaten: / Product Specification:</b>  Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mikrogeraute Oberfläche, schwarz, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, black, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.																																																	
<b>Haupteinsatzgebiet:</b> Main application area:	Geeignet für Lebensmittelindustrie, Labor, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen. Suitable for food industry, laboratory work, stationary and outpatient care facilities.																																																	
<b>Ausführungen:</b> Sizes:	<p><b>Nitril Expert</b> Medizinischer Untersuchungshandschuh</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th> <th>Größe/ Size</th> <th>Farbe/Colour</th> <th>Box-Inhalt/ Content</th> <th>Art.Nr./ REF</th> <th>EAN</th> <th>BOX/ VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves</td> <td>S</td> <td>Schwarz/ ● Black</td> <td>100 Stk./Pcs.</td> <td>15277</td> <td>7649997841109</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves</td> <td>M</td> <td>Schwarz/ ● Black</td> <td>100 Stk./Pcs.</td> <td>15278</td> <td>7649997841116</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves</td> <td>L</td> <td>Schwarz/ ● Black</td> <td>100 Stk./Pcs.</td> <td>15279</td> <td>7649997841123</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves</td> <td>XL</td> <td>Schwarz/ ● Black</td> <td>100 Stk./Pcs.</td> <td>15280</td> <td>7649997841130</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	BOX/ VE	Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15277	7649997841109	10	Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15278	7649997841116	10	Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15279	7649997841123	10	Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15280	7649997841130	10														
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	BOX/ VE																																												
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15277	7649997841109	10																																												
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15278	7649997841116	10																																												
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15279	7649997841123	10																																												
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	Schwarz/ ● Black	100 Stk./Pcs.	15280	7649997841130	10																																												
<b>Qualitätssicherung:</b> Quality Management:	EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 3, 4, 5; EN 420; ASTM D6319, CAT III PSA - Verordnung (EU) 2016/425. Directive 89/686/EEC; AQL 1,5 CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole. Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / The acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).																																																	
<b>Verwendbarkeit:</b> Shelf Life:	 5 Jahre / 5 Years																																																	
<b>Dimensionen:</b> Dimensions:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe/ Size</th> <th rowspan="2">Länge/ Length in mm</th> <th rowspan="2">Breite/ Width in mm</th> <th colspan="3">Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm</th> <th colspan="2">Vor Alterung / Before Ageing</th> </tr> <tr> <th>Schaft / Cuff</th> <th>Hand / Palm</th> <th>Finger / Finger</th> <th>Reißfestigkeit/ Tensile strength</th> <th>Dehnbarkeit/ Elasticity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>240</td> <td>84 ± 3</td> <td>min. 0,05</td> <td>0,08 ± 0,02</td> <td>0,12 ± 0,02</td> <td rowspan="2">min. 6 N</td> <td rowspan="2">min. 500 %</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>240</td> <td>94 ± 3</td> <td>min. 0,05</td> <td>0,08 ± 0,02</td> <td>0,12 ± 0,02</td> </tr> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <td colspan="8" style="text-align: center;">Nach Alterung / After Ageing</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>240</td> <td>105 ± 3</td> <td>min. 0,05</td> <td>0,08 ± 0,02</td> <td>0,12 ± 0,02</td> <td rowspan="2">min. 6 N</td> <td rowspan="2">min. 400 %</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>240</td> <td>113 ± 3</td> <td>min. 0,05</td> <td>0,08 ± 0,02</td> <td>0,12 ± 0,02</td> </tr> </tbody> </table>	Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing		Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	S	240	84 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %	M	240	94 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing								L	240	105 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 400 %	XL	240	113 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02
Größe/ Size	Länge/ Length in mm				Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing																																									
		Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger		Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity																																											
S	240	84 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %																																											
M	240	94 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02																																													
Nach Alterung / After Ageing																																																		
L	240	105 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 400 %																																											
XL	240	113 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02																																													
<b>Symbole:</b> Symbols:	