



Dati di prodotto:/ Product Specification:

Guanti da esame monouso in nitrile, superficie micro-rugosa, blu, non sterili e senza polvere. Può essere indossato sulla mano destra e sinistra.

Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, blue, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.





Descrizione del prodotto:
Product Description:

Ambito di utilizzo principale:
Main application area:

Adatto ai settori alberghiero, gastronomico, della ristorazione, dei comuni, delle scuole, degli asili, dell'industria/commercio, dell'assistenza domiciliare.
Suitable for hotel, gastronomy, catering, municipalities, schools, nursery schools, industry/ handicraft, home nursing.

Taglie:
Sizes:

Nitril Expert Guanto da esame medico

Descrizione articolo/ Article Description	Taglia/ Size	Colore/Colour	Contenuto Content	Art.Nr./ REF	EAN	BOX/ VE
Guanti in nitrile/ Nitrile gloves	S	Blu/Blue 	100 Pcs.	74710	7649997841383	10
Guanti in nitrile/ Nitrile gloves	M	Blu/Blue 	100 Pcs.	74720	7649997841390	10
Guanti in nitrile/ Nitrile gloves	L	Blu/Blue 	100 Pcs.	74730	7649997841406	10
Guanti in nitrile/ Nitrile gloves	XL	Blu/Blue 	100 Pcs.	74735	7649997841413	10

Garanzia di qualità:
Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 5; EN 420, CAT III PSA - Regolamento(EU) 2016/425. Directive 89/686/EEC; ASTM D6124, AQL 1,5

Marcatura CE su ogni livello di imballaggio / CE- Marking on each packaging level
CE- Classificazione: Classe I / CE- Classification: Class I

Il guanto è privo di sostanze tiuramiche, mercaptobenzotiazoli e Zinco-2 mercaptobenzotiazoli / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenthiazole.

Gli acceleratori utilizzati per la produzione sono il dibutil ditiocarbammato di zinco (ZDBC) e zinco dietil ditiocarbammato (ZDEC). / The accelerators use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Durabilità:
Shelf Life:

 3 Anni / 3 Years

Dimensioni:
Dimensions:

Taglia/ Size	Lunghezza/ Length in mm	Ampio/ Width in mm	Spessore parete singola Thickness (single wall) in mm			Prima di invecchiare / Before Ageing	
			Albero / Cuff	Mano / Palm	Dito / Finger	Resistenza/ Tensile strength	Allungamento/ Elasticity
S	240	84 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %
M	240	94 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02		
L	240	105 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Dopo l'invecchiamento / After Ageing	
XL	240	113 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 400 %

Simboli:
Symbols:

